

Режимы применения средства Велгаль-орто

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ	% по средству	% по ДВ в рабочих растворах			
Протирание поверхностей (бактерии, искл. туберкулез)	-	-	-	-	-
Протирание поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	-	-	-	-	-
Протирание поверхностей (туберкулез)	-	-	-	-	-
Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	-	-	-	-	-
Дезинфекция белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	-	-	-	-	-
Дезинфекция столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	-	-	-	-	-
Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.)	0,5%-15мин	Время Альдегид ЧАС Сумма ДВ			
		15	0,025%	0,035%	0,06%
Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	-	-	-	-	-
Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В)	5%-15мин	Время Альдегид ЧАС Сумма ДВ			
		15	0,25%	0,35%	0,6%
ПСО	-	-	-	-	-
Стерилизация	5%-90мин;	Время Альдегид ЧАС Сумма ДВ			
	5%-60мин(t=50C)	90	0,25%	0,35%	0,6%
		60	0,25%	0,35%	0,6%
ДВУ	5%-5мин	Время Альдегид ЧАС Сумма ДВ			
		5	0,25%	0,35%	0,6%
Дезинфекция кожных покровов	-	-	-	-	-