

**ВЕЛТАБ**

**ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ПРИМЕНЕНИЯ**

Дезинфекция поверхностей (бактерии, искл. туберкулез)	0,025%-120мин
	0,05%-60мин
	0,1%-30мин
	0,25%-15мин
Дезинфекция поверхностей (вирусы, гепатит В)	0,25%-60мин
Дезинфекция поверхностей (туберкулез)	0,5%-60мин
	0,75%-30мин
Дезинфекция сан.-тех. оборудования (вирусы, гепатит В)	0,25%-60мин
Дезинфекция белья (вирусы, гепатит В)	0,25%-90мин
Дезинфекция посуды (вирусы, гепатит В)	0,25%-60мин
Дезинфекция ИМН (вирусы, гепатит В)	ИМН из стекла, металлов:
	0,2%-60мин
	ИМН из резин:
	0,25%-60мин
Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, гепатит В)	0,2%-30мин
Предстерилизационная очистка (ПСО)	0,15%-30мин
Дезинфекция высокого уровня (ДВУ)	2,5%-15мин
Стерилизация	При начальной температуре раствора не менее 50С:
	0,5%-60мин
	1%-30мин
	2%-15мин
Дезинфекция поверхностей против плесени	0,25%-90мин
Дезинфекция кувезов (вирусы, гепатит В)	0,25%-60мин
Дезинфекция кожных покровов	-
<b>СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	
Дезинфекция воздуха	0,25%-30мин
	(Дезинфекцию воздуха проводят с помощью аэрозольного генератора. Норма расхода раствора 12мл/м3)
Дезинфекция скорлупы пищевых яиц	-
Дезинфекция диализной аппаратуры	-
Дезинфекция отходов группы Б	0,25%-60мин
Дезинфекция мочи	2%-60мин
	(заливание раствором в соотношении моча:раствор 1:1)
Дезинфекция крови	1,5%-60мин
	(заливание раствором в соотношении кровь:раствор 1:1)
Дезинфекция мокроты	1,5%-60мин
	(заливание раствором в соотношении мокрота:раствор 1:1)
Дезинфекция фекально-мочевой смеси	-
Дезинфекция фекалий	2%-60мин
	(заливание раствором в соотношении фекалии:раствор 1:1)
Дезинфекция рвотных масс	-